



## PESARIOS DE SILICONA SUPERFLEMING

### **DESCRIPCIÓN:**

Aro de silicona, de 1 cm. de grosor, de aplicación intravaginal. No contiene látex.

### **CLASIFICACIÓN:**

Según el **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de **Clase IIb**.

Según el **Reglamento (UE) 2017/745**: Producto sanitario de **Clase IIb**.

### **INDICACIONES:**

Para la contención del útero en el prolapso uterino e incontinencia urinaria debida al descenso del útero.

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Silicona. No contiene látex.
- Incoloro transparente.
- Grosor 1cm
- Diferentes tallas disponibles.

### **MODO DE USO:**

- Sólo puede ser colocado por un médico o personal sanitario competente.
- De uso unipersonal.
- Antes del uso, lavar el pesario con agua templada y jabón neutro. Enjuagar con solución fisiológica.
- No usar cepillos, alcohol, disolventes, ácido u otros líquidos que puedan dañar la superficie del pesario.
- Una vez lavado, no dejarlo desatendido, colocarlo inmediatamente en la vagina.
- El tiempo de utilización del pesario en el paciente, debe ser determinado por el médico.
- Antes de usar el pesario, comprobar que esté intacto y la bolsa que lo contiene, debidamente sellada.
- El pesario no debe presentar variaciones de color, si bien la aparición de un tono blanquecino puede ser debido a los polvos talco utilizados como protección, que se eliminan con el lavado.





### PRECAUCIONES:

- No usar sobre heridas abiertas.
- No utilizar por un tiempo superior al indicado por el médico.
- No utilizar en combinación con otros dispositivos médicos o como parte de los mismos.
- No utilizar para suministrar medicación.

### VARIANTES DE PRESENTACIÓN Y C.N.:

TALLAS	DIAMETRO EXTERIOR	COD. NACIONAL
50	50 mm.	-
55	55 mm.	150343.5
60	60 mm.	150344.2
65	65 mm.	150345.9
70	70 mm.	150346.6
75	75 mm.	150347.3
80	80 mm.	150348.0
85	85 mm.	150349.7
90	90 mm.	150350.3
95	95 mm.	150351.0
100	100 mm.	150352.7

Se presenta en bolsa unitaria sellada, dentro de una caja unitaria.

### CONSERVACIÓN:

- Guardar el pesario en su embalaje original, en ambiente seco y alejado de fuentes de calor.
- No colocar peso encima de los pesarios.
- Almacenar alejado de lugares polvorientos y de sustancias nocivas.
- No dejarlo al alcance de los niños.
- No desechar en el ambiente, tirarlo en los contenedores apropiados.
- Se puede autoclavar hasta en dos ciclos consecutivos a 121°C durante 15 minutos.



CE  
0476

