

**BOLSA ORINA FLEMING CON ASA Y VÁLVULA  
ANTIRRETORNO 2L**

**C.N. 494328**

**DESCRIPCIÓN:**

Bolsa para la recogida de orina de cama, con capacidad mínima de 2000c.c. y tubo de 90 cm, que incorpora una válvula antirretorno que garantiza que la orina emitida no pueda volver a su procedencia. Además, tiene troquelada un asa, para mayor comodidad del paciente al desplazarse.

**CLASIFICACIÓN:**

Según **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de **Clase I**.

Según el **Reglamento (UE) 2017/745**: Producto Sanitario de Clase I

**CARACTERÍSTICAS:**

- Capacidad: 2000cc (+/- 20%).
- **Bolsa recogida:** Fabricada con 2 láminas de PVC, transparente lechoso, soldadas por alta frecuencia.
  - A. La bolsa lleva en sus extremos superiores hendiduras que permiten el acoplamiento de un colgador, para su fijación en la cama.
  - B. En la parte anterior de la bolsa está impresa una escala en c.c. de valor aproximado.
  - C. En la parte central superior, la bolsa lleva troquelada un asa, para facilitar la movilidad del paciente al levantarse de la cama.
- **Válvula antirretorno:** En la parte superior de la bolsa se dispone de una doble lámina flexible de PVC, que impide la posible rescisión de líquidos o gases.
- **Tubo:** De PVC transparente de 90 cm (+/-3cm) de longitud total, soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia, para garantizar su perfecta adhesión. La luz interior del tubo es de 5 mm.
- **Conector:** De granza de PVC blanco, soldado al final del tubo y con un diámetro interior de 5 mm para fijación a sonda o colector.
- **Capuchón:** De polietileno de baja densidad, de color azul, para protección del conector.
- No contiene látex



**INDICACIONES:**

Las bolsas de recogida de orina, son productos sanitarios, usados como recipiente donde queda remansada y almacenada la orina procedente de un colector o de una sonda vesical, aplicada al enfermo.

Las Bolsas de recogida de orina de 2000ml. con válvula antirretorno y asa, son usadas desde hace largo tiempo y ha quedado demostrada ampliamente su utilidad.

**CADUCIDAD:**

5 años.

**MODO DE USO:**

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- Abrir el envase con precaución para no dañar el producto.
- Acoplar la bolsa, por las hendiduras de los extremos superiores, al colgador de plástico incluido y colgar la bolsa, en la cama.
- Conectar la bolsa a la sonda o colector, por medio de la boquilla situada al extremo del tubo de la bolsa.
- La bolsa ha de quedar siempre en posición vertical.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- Vaciar el contenido de la bolsa en el retrete antes de su desecho.
- Tirar directamente a la basura.

**PRECAUCIONES:**

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- No desechar en el ambiente.

**CONSERVACIÓN:**

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.



## PRESENTACIÓN:

- Unidad de venta: caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S. (Se incluye 1 colgador).
- Embalaje: caja con 12 cajas de 30 unidades.
- Presentación hospitalaria: caja de 250 unidades.



Caja 30 unidades:



12 cajas x 30 unidades:



Caja de 250 unidades:



CE

