

BOLSA ORINA FLEMING CON ASA, VÁLVULA ANTIRRETORNO Y VÁLVULA DE VACIADO 2L

C.N. 494344

DESCRIPCIÓN:

Bolsa para la recogida de orina de cama, con capacidad mínima de 2000 c.c. y tubo de 90 cm., que incorpora una válvula antirretorno que garantiza que la orina emitida no pueda volver a su procedencia. Posee además una válvula para proceder al vaciado de la bolsa y un asa troquelada para mayor comodidad del paciente al desplazarse.

CLASIFICACIÓN:

Según **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de **Clase I**.

Según el **Reglamento (UE) 2017/745**: Producto Sanitario de Clase I

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad: 2000 c.c. (+/-20%)
- **Bolsa recogida:** Fabricada con 2 láminas de PVC, transparente lechoso, soldadas por alta frecuencia, doble soldadura.
 - A. La bolsa lleva en sus extremos superiores hendiduras que permiten el acoplamiento de un colgador, para su fijación en la cama.
 - B. En la parte anterior de la bolsa está impresa una escala en c.c. de valor aproximado.
 - C. En la parte central superior, la bolsa lleva troquelada un asa.
- **Válvula antirretorno:** En la parte superior de la bolsa se dispone de una doble lámina flexible de PVC, que impide la posible rescisión de líquidos o gases.
- **Tubo:** De PVC transparente de 90 cm (+/-3cm) de longitud total, soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia, para garantizar su perfecta adhesión. La luz interior del tubo es de 5 mm.
- **Conector:** de granza de PVC blanco, soldado al final del tubo y con un diámetro interior de 5mm para fijación a sonda o conector.
- **Capuchón:** de polietileno de baja densidad, de color azul, para protección del conector.
- **Válvula de vaciado:** de granza de PVC blanco, soldada a la parte inferior de la bolsa y con un diámetro interior libre de salida de 6 mm.
- No contiene látex



INDICACIONES:

Las bolsas de recogida de orina, de 2000 c.c., son productos sanitarios, usados como recipiente donde queda remansada y almacenada la orina procedente de un colector o de una sonda vesical, aplicada al enfermo, encamado. Gracias a la válvula de vaciado, se puede evacuar la orina de la bolsa.

CADUCIDAD:

5 años.

MODO DE USO:

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- Abrir el envase con precaución para no dañar el producto.
- Acoplar la bolsa, por las hendiduras de los extremos superiores, al colgador de plástico incluido en la caja y colgar la bolsa, de la cama.
- Asegurarse de cerrar bien el sistema de vaciado.
- Conectar la bolsa a la sonda o colector, por medio de la boquilla situada al extremo del tubo de la bolsa.
- La bolsa ha de quedar siempre en posición vertical.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- Vaciar el contenido de la bolsa en el retrete antes de su desecho.

PRECAUCIONES:

- Para un solo uso diario.
- No usar como instrumento de medida.
- No coger la bolsa llena por el tubo.
- No desechar en el ambiente. Tirar directamente a la basura.

CONSERVACIÓN:

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.



PRESENTACIÓN:

- Unidad de venta: caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S. (Se incluye 1 colgador).
- Embalaje: caja con 12 cajas de 30 unidades.
- Presentación hospitalaria: caja de 250 unidades.

Caja 30 unidades:

12 cajas x 30 unidades:



FLEMING

