

**BOLSA ORINA M. WAITCH PEDIÁTRICA ESTÉRIL**

C.N.: 165727

**DESCRIPCIÓN:**

Bolsa estéril para la recogida de muestras de orina. Para uso en pediatría.

**CLASIFICACIÓN:**

Según **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de Clase I Estéril.

Según el **Reglamento (UE) 2017/745**: Producto Sanitario de Clase I Estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Capacidad: 100 c.c. aprox.
- Bolsa de PE de baja densidad, transparente con abertura.
- Pieza con adhesivo.
- Esterilizada por óxido de etileno.
- No contiene látex ni ftalatos.

**CADUCIDAD:**

5 años.

**MODO DE USO:**

- Sacar el papel protector del adhesivo.
- En niños, introducir el pene por la abertura de la bolsa y presionar alrededor.
- En niñas, cubrir la parte superior de los genitales y presionar alrededor.
- Al retirar la bolsa, doblarla por la mitad del adhesivo, para cerrarla herméticamente.

**PRECAUCIONES:**

- Para un solo uso.
- No utilizar como instrumento de medida.
- La muestra de orina debe ser conservada a 4°C (en la nevera) hasta su análisis.
- No utilizar en neonatos.
- No utilizar en Unidades de Cuidados Intensivos.
- No desechar en el ambiente.



**CONSERVACIÓN:**

Mantener en lugar seco y protegido de la luz, entre 10° y 25°C.

**PRESENTACIÓN:**

En caja de 12 unidades.

