

BOLSA ORINA FLEMING CON VÁLVULA ANTIRRETORNO Y VÁLVULA DE VACIADO 2L TUBO 1,20cm

C.N. 494336

DESCRIPCIÓN:

Bolsa para la recogida de orina de cama, con capacidad mínima de 2000cc y tubo de 1,20 cm., que incorpora una válvula antirretorno que garantiza que la orina emitida no pueda volver a su procedencia. Posee además una válvula para proceder al vaciado de la bolsa.

CLASIFICACIÓN:

Según **Real Decreto 1591/2009**: Producto sanitario de **Clase I**.

Según el **Reglamento (UE) 2017/745**: Producto Sanitario de Clase I

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad: 2000cc (+/-20%).
- **Bolsa recogida:** Fabricada con 2 láminas de PVC, transparente lechoso, soldadas por alta frecuencia, doble soldadura.
 - A. La bolsa lleva en sus extremos superiores hendiduras que permiten el acoplamiento de un colgador, para su fijación en la cama.
 - B. En la parte anterior de la bolsa está impresa una escala en c.c. de valor aproximado.
- **Válvula Antirretorno:** En la parte superior de la bolsa se dispone de una doble lámina flexible de PVC, que impide la posible rescisión de líquidos o gases.
- **Tubo:** De PVC transparente de 1,20cm (+/-3cm) de longitud total, soldado a la parte superior de la bolsa por alta frecuencia, para garantizar su perfecta adhesión. La luz interior del tubo es de 5 mm.
- **Conector:** De granza de PVC blanco, soldado al final del tubo y con un diámetro interior de 5mm. para fijación a sonda o colector.
- **Capuchón:** De polietileno de baja densidad, de color azul, para protección del conector.
- **Válvula de vaciado:** de granza de PVC blanco, soldada a la parte inferior de la bolsa y con un diámetro interior libre de salida de 6 mm.
- No contiene látex.

CADUCIDAD:



5 años

CONSERVACIÓN:

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN:

- Unidad de venta: caja de 30 unidades, con cupón precinto de la A.S.S.S. (Se incluye 1 colgador).
- Embalaje: caja con 12 cajas de 30 unidades.
- Presentación hospitalaria: caja de 250 unidades.



Caja 30 unidades:



12 cajas x 30 unidades:



CE

